## Windows2000の場合

USB Shot で保存した画像ファイルを Windows 上で削除又は移動などを行うと、USB Shot で使用している ファイル管理情報の内容と異なった状況となり、以降使用する際に USB Shot 起動時にエラー表示がされる、 画像ファイルの保存等が出来ないといった事が発生する可能性があります。 この様な状況となった場合、以下の手順を行って下さい。

21 マイコンピュータをダブルクリックし開きます。 USB Shot が起動している場合は、終了させて下さい。 マイコンピュータ 🖳 マイ コンピュータ - 🗆 🗵 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) ←戻る - → - 図 | ③検索 唱 フォルダ (3) | 階 階 🗶 🕫 | 囲•  $PFU_{2}(D) \square PFU_{2}(D)$ ▼ 🔗移動 7 ----Les 1 35 インチ FD (ローカル ディス (A) ( ) ( ) ( ) ・CD-ROM (E:) コントロール パ ネル マイコンピュータ オブジェクトを選択すると、その説明が表 示されます。 コンピュータのファイルやフォルダを表示し ます 関連項目: マイ ドキュメント マイネットワーク ネットワークとダイヤルアップ接続 5 個のオブジェクト 🖳 דר בטרב אין

**ローカル ディスク(C:)**をダブルクリックします。

補足:コンピュータシステムによって表示される画面は変わりますが、通常この様な表示が多いようです。

	🚞 PP-DEB-005-DR	ファイル フォルダ	2003/08/11 11:02
	C Program Files	ファイル フォルダ	2006/04/06 19:33
I	Project	7570 750 <i>8</i>	2006/04/12 11-42
タイのフォルダが実っ	- キャーオーマー その中から Program	Files というフォルダを探し	、てダブルクロック

多くのフォルダが表示されますので、その中から Program Files というフォルダを探してダブルクリック します。

- Program Files	
	-7(H)
	n III-
アドレス(D) 🗀 C¥Program Files	▼
Program Files	
このフォルダにはシステムを正常にほつファ イルが含まれています。このフォルダのファ イルを変更する必要はありません。	
プログラムを管理するには、コントロール パネルの [ア <u>プリケーションの)追加と肖明徐</u> ] アプレットを開きます。	
このフォルダの内容を表示するには、次の リンクをクリックしてくださ(<	
	5772
	S
	2005
	2 constants
	SUNTY 386
	S SEC
	711
  102 個のオブジェクト	86.8 KB 🖳 マイ コンピュータ

上記の様な画面となった場合、ファイルの表示をクリックします。

プログラムを管理するには、コントロール	🚞 Pegasys Inc	ファイル フォルダ	2004/10/22 10:19
パネルの [ <u>アプリケーションの追加と削除</u>   アプレットを開きます	🖞 🧰 Quick Time	ファイル フォルダ	2005/08/23 10:39
アノレットを用きます。	Discrete Anter Reg Cleaner	ファイル フォルダ	2004/06/30 15:51
アイコンを選択すると、その説明が表示	🐔 Scalar 🔵	ファイル フォルダ	2005/01/18 17:31
れます。	SiS Compatible V	ファイル フォルダ	2005/02/01 18:09
1	A	Z	/ /

多くのフォルダが表示されますので、その中から Scalar というフォルダを探してダブルクリックします。

🔁 Scalar				_ 🗆 🗙
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り( <u>A</u> ) ツール(T)	ヘルプ(円)		
⇔戻る ▼ ⇒ ▼ 🖻 🛛 🕄検索	🔁 วรมส์ 🎯 🖺 🖫	X 🛛 🏢		
アドレス(D) 🧰 C:¥Program Files¥	Scalar			▼ 🔗移動
Scalar オブジェクトを選択すると、その説明 示されます。	名前 ▲ USB Shot	<u> </u>	種類 ファイル フォルダ	更新日時 2006/04/03 9:22
関連項日:   <u>マイドキュメント</u>				

USB Shot をダブルクリックし開きます。

🔁 USB Shot				
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) おき	転に入り( <u>A</u> ) ツール(T)	ヘルプ(円)		<u> 19</u>
⇔戻る ▾ ⇒ ▾ 🖻 🔕検索 🖻	דארכן 🕉 👫 😨	X 🛛 🏛		
アドレス(D) 🧰 C:¥Program Files¥Scal	ar¥USB Shot			▼ 🔗移動
	名前 △	サイズ	種類	更新日時
	Images		ファイル フォルダ	2006/05/09 13:15
	DEISREG.ISR	1 KB	ISR ファイル	2005/02/02 9:48
USB Shot	🔊 _ISREG32.DLL	48 KB	アプリケーション拡張	1999/04/08 11:18
	🖬 DeIsL1.isu	7 KB	ISU ファイル	2003/07/04 12:53
オブジェクトを選択すると、その説明が表	📓 DeIsL2.isu	7 KB	ISU ファイル	2003/11/18 10:41
示されます。	🖬 DeIsL3.isu	7 KB	ISU ファイル	2003/12/08 14:48
1 関連項目:	🗃 DeIsL4.isu	7 KB	ISU ファイル	2004/01/15 20:30
マイドキュメント	🖬 DeIsL5.isu	7 KB	ISU ファイル	2005/02/02 9:48
マイネットワーク	M2Info	159 KB	DBF ファイル	2006/05/09 14:44
	. M2Info.DBT	1,499 KB	DBT ファイル	2006/05/09 14:44
	🥵 USB Shot	2,745 KB	アプリケーション	2003/04/17 17:10
	🔊 VDXdli	329 KB	アプリケーション拡張	2004/03/22 16:52
	•			•
12 個のオブジェクト			4.69 MB	

M2Info.DBT と M2Info.DBF という2つのファイルを削除します。

次にダウンロードした NoClear.exe を起動し、USB Shot で画像保存される際に付けられる通し番号のクリ アを行います。

補足:このアプリケーションの実行に関しては必須ではありません。必要に応じて起動させて下さい。 注意1:このアプリケーションを実行する際には管理者権限(Administrator 権限)ユーザーでログイン されている事が条件となります。



"はい"を押下します。

Windows XP の場合



スタートボタンを押して、メニューの中から マイコンピュータをダブルクリックし開きます。 USB Shot が起動している場合は、終了させて下さい。

ハード ティスク ドライブ



**ローカル ディスク(C:)**をダブルクリックします。 補足:コンピュータシステムによって表示される画面は変わりますが、通常この様な表示が多いようです。

Program Files

ファイル フォルダ 2006/05/10 14:08

多くのフォルダが表示されますので、その中から Program Files というフォルダを探してダブルクリック します。



上記の様な画面となった場合、このフォルダの内容を表示するをクリックします。

🚞 Scalar

ファイル フォルダ 2006/05/10 14:08

多くのフォルダが表示されますので、その中から Scalar というフォルダを探してダブルクリックします。

🛅 USB Shot

ファイル フォルダ 2006/05/10 14:08

USB Shot をダブルクリックし開きます。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) おう	気に入り( <u>A</u> ) ツール(①	ヘルプ(円)		
\$~ 戻る ▼ ⇒ ▼ 🔄   🔍検索 🖻	1フォルダ - 🎯   😤 %	X SO III-		
アドレス(D) 🧰 C:¥Program Files¥Scal	ar¥USB Shot			▼ 🔗移動
	名前 Δ	サイズ	種類	
	Images		ファイル フォルダ	2006/05/09 13:15
	DEISREGISR	1 KB	ISR ファイル	2005/02/02 9:48
USB Shot	SREG32.DLL	48 KB	アプリケーション拡張	1999/04/08 11:18
	🖬 DeIsL1.isu	7 KB	ISU ファイル	2003/07/04 12:53
オブジェクトを選択すると、その説明が表	🖬 DeIsL2.isu	7 KB	ISU ファイル	2003/11/18 10:41
示されます。	🗖 DeIsL3.isu	7 KB	ISU ファイル	2003/12/08 14:48
明谊百日	🖬 DeIsL4.isu	7 KB	ISU ファイル	2004/01/15 20:30
マイドキュペル	🖬 DeIsL5.isu	7 KB	ISU ファイル	2005/02/02 9:48
マイネットワーク	M2Info	159 KB	DBF ファイル	2006/05/09 14:44
Z1 T)/21-2	🔄 M2Info.DBT	1,499 KB	DBT ファイル	2006/05/09 14:44
	[ USB Shot	2,745 KB	アプリケーション	2003/04/17 17:10
	🔊 VDXdli	329 KB	アプリケーション拡張	2004/03/22 16:52
l	•			
12 個のオブジェクト			4.69 MB	マイコンピュータ //.

M2Info.DBT と M2Info.DBF という2つのファイルを削除します。

次にダウンロードした NoClear.exe を起動し、USB Shot で画像保存される際に付けられる通し番号のクリ アを行います。

補足:このアプリケーションの実行に関しては必須ではありません。必要に応じて起動させて下さい。 注意1:このアプリケーションを実行する際には管理者権限(Administrator 権限)ユーザーでログイン されている事が条件となります。

활동	
u, ۲۰۲۲ €	No.をクリアします。
(tiny)	いいえい

"はい"を押下します。